



Have a glow up with Spark

User Manual

Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush




Table of Contents

User Manual (EN) -----	07
User Manual (JP) -----	14
User Manual (KR) -----	21
User Manual (RU) -----	28

Thank you for choosing Soocas oral care series: Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush

Please read this manual carefully and the correct method of usage for Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush to fully understand its performance to better clean and care for your oral health.

Product Name: Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush

Product Model: MT1

Rated Input: 5V 0.5A

Charging Time: 2h

Charging Interface: Type-C

Store Temperature: 0-45°C/32-113°F, Humidity

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

Address: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Table of Contents

• Precautions	01
• Quick Start	03
• Product Description.....	03
• User Manual	04
• Proper Brushing Techniques	05
• Properly Using the Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush	06
• Environmental Notice	07

Precautions

In order to use this product in the correct manner to avoid any personal injury or property loss, please read all instructions and warnings carefully before using the product.

Warning

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards.
2. Do not charge in a wet environment.
3. Do not use this product while charging.
4. This appliance is not allowed for children to play.
5. Users who have orthodontic correction, tooth repair, or implant teeth should use this product under the guidance of dentists.
6. This product complies with the safety standards of electro-magnetic devices. For any problems related to cardiac pacemaker or other implant devices, please consult the doctor or the manufacturer of the implant device before us
7. This product is only designed to clean the teeth, gums, and tongue. Do not use it for any other purpose. If you feel any discomfort or pain, please stop using this product and contact the doctor.

8. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord, or a special component purchased from its manufacturer or maintenance department.
9. Before charging, please ensure that the charging port of this product is dry.
10. Do not use this product when the charging port cover is not properly placed.
11. This appliance must only be supplied at SELV.

Caution


1. Do not place the charging cable equipped with this product in a wet environment or water.
2. This product contains a built-in rechargeable battery. Do not put it into the fire for heating, or charge, use, or place it at high temperature.
3. Do not modify, disassemble, or repair this product by yourself.
4. When charging, please use a 5 V charger (purchased separately).
5. Do not use paint thinner, benzene, alcohol, or other chemicals to clean this product.
6. Do not charge this product for a long time without care. The maximum charging time should not exceed 12 hours.
7. If this product is not used for a long time, please fully charge it at least once every six months.

Important

Before using the product, please check the package for any obvious damages. Please do not use the product if the package is damaged.

Quick Start

1. Product Description



2. User Manual

- Initiation of the Spark

- Short press to turn on. After 10 seconds, short press to turn off.
- Press consecutively within 10 seconds for the followings: turn on, switch modes, turn off.
- Long press for longer than 1 second: Activate pause mode. Within 30 seconds of the pause mode, the timer will be paused.

- Gentle Mode

Gentle vibrations to clean teeth. Recommended for first-time users and those with sensitive teeth.



- Cleaning Mode

High-frequency vibration for effective cleaning. Ideal for whitening of teeth.



- Charging & Battery Status Indicator

- Flashing Red Light: Low battery, please charge at your earliest convenience.
- Flashing Blue Light: Charging indicator, the product is currently under charging.
- Constant Blue Light: The product has been fully charged.




- Zone Switch Reminder

Every 30 seconds, the Smart Ring flashes with a slight vibration pause as a reminder to switch brushing zones.




3. Proper Brushing Techniques



1. Guide the brush head slowly from tooth to tooth with a 40-degree angle between the bristles and the gum lines.

2. Press the On/Off button for the preferred brushing mode.



3. The toothbrush will vibrate to indicate the user has to brush a new area of the mouth.

4. Keep the brush head to the teeth closely without bending the bristles.



Properly Using the Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush

Battery Status and Charging

1. Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush has a built-in rechargeable battery with a working duration of up to 40 days after it is fully charged.
2. Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush has been fully charged and discharged for aging before leaving the factory. However, there may be a deviation with the declared standby time upon the initial use due to natural discharge in the production period. However, you can still immediately enjoy your extreme cleaning experience with the product after unpacking.
3. Soocas Spark Sonic Electric Toothbrush is equipped with a USB-C high-efficiency charging port, which features high compatibility and fast charging speed. You can charge the toothbrush using any charging adapter in compliance with national standards, and please keep the charging port dry and tightly sealed. However, using a poor-quality charger may bring unpredictable security risks.
4. According to the test, it takes about 2 hours to fully charge the battery. The specific charging time may be subject to the remaining power and the charging environment.

Environmental Notice

When the product has reached the end of its service life, you may need to remove the built-in battery for recycling before discarding the product according to the national or local laws and regulations.

Warning:

Please do not throw the battery into a fire to prevent the battery from exploding or releasing toxic and hazardous substances. Please do not make the battery short-circuited to prevent the battery from burning and causing a fire.

Unless you would like to discard the product, do not disassemble the product yourself, as premature disassembly will damage the product.

Take basic safety preventive measures before operations. The power supply must be disconnected before removing the battery.

SOOCAS

Sparkで、輝くような歯に

取扱説明書

Soocas Spark音波電動歯ブラシ

The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This involves a thorough review of the existing literature and a clear identification of the research gaps. The second part presents the methodology used in the study, which includes a combination of qualitative and quantitative approaches. The data collection process is described in detail, along with the statistical analysis performed. The results of the study are then presented, showing the key findings and their implications. Finally, the paper concludes with a discussion of the limitations of the study and suggestions for future research.

The study aims to explore the relationship between the independent variable and the dependent variable, taking into account the moderating effect of the third variable. The research hypothesis is that there is a positive correlation between the independent variable and the dependent variable, which is moderated by the third variable. The study is designed to test this hypothesis using a sample of participants from various backgrounds.

The data was collected through a series of surveys and interviews, ensuring a comprehensive understanding of the participants' experiences. The analysis revealed that the independent variable has a significant positive impact on the dependent variable, and this relationship is further strengthened by the presence of the third variable. These findings have important implications for the field of study and provide valuable insights for practitioners.

In conclusion, the study successfully tested the research hypothesis and provided evidence for the proposed model. The findings suggest that the independent variable is a key factor in explaining the variation in the dependent variable, and the third variable plays a crucial role in moderating this relationship. Future research should continue to explore these relationships in different contexts and with larger samples to further validate the findings.

目次

取扱説明書(EN)	07
取扱説明書(JP)	14
取扱説明書(KR)	21
取扱説明書 (RU)	28

Soocasオーラルケア・シリーズをお選びいただき、ありがとうございます：
Soocas Spark音波電動歯ブラシ

必ず本取扱説明書とSoocas Spark音波電動歯ブラシの正しい使用方法をお読みになり、性能を完全に理解して、お口の中がより清潔で、お手入れが行き届くようにしてください。

製品名：Soocas Spark音波電動歯ブラシ

製品の型番：MT1

定格入力：5V 0.5A

充電時間：2時間

充電のインターフェース：Type-C

保管温度：0-45°C、多湿

中国製

メーカー：舒可士（深圳）科技有限公司

住所：中国深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园
崇文园区2号楼1101、1102、1103、1104室及401、402室

目次

• 注意	01
• クイックスタート	03
• 製品の説明	03
• 取扱説明書	04
• 正しいブラッシング技術	05
• Soocas Spark音波電動歯ブラシを正しく使用する	06
• 環境に対する注意	07

注意

怪我または所有物への損害を避けて正しい方法で本製品を使用するには、使用する前に必ずすべての指示と警告をお読みください。

警告

1. この機器は、安全な方法で機器の使用について監督と指示を受け、危険を理解すれば、8歳以上のお子様および身体的、感覚的、または精神的な能力の低下した、または経験と知識のない方でもご使用いただけます。
2. 湿った環境で充電しないでください。
3. 充電中に本製品を使用しないでください。
4. この機器はお子様の遊びに使用することはできません。
5. 歯列矯正、歯の治療、またはインプラントを行っているお客様は、歯科医の指導の下で本製品を使用する必要があります。
6. 本製品は電磁気デバイスの安全基準に適合しています。心臓のペースメーカーまたはその他のインプラントデバイスに関して何か問題がある場合は、使用前に医師またはインプラントデバイスのメーカーにご相談ください。
7. 本製品は歯、歯茎、舌をきれいにためだけの目的で設計されています。その他の目的で使用しないでください。不快感または痛みを感じる場合は、本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。

- 8.電源コードが破損している場合、特別なコード、あるいはメーカーまたは保守部から購入した特別な部品に取り替える必要があります。
- 9.充電前に、本製品の充電用ポートが乾いていることを確かめてください。
- 10.充電用ポートカバーがきちんと閉じていない場合、本製品を使用しないでください。
- 11.この機器は、SELVでのみ提供する必要があります。

警告


- 1.充電用ケーブルを装着したまま、本製品を湿った環境または水の中に入れないでください。
- 2.本製品には再充電可能バッテリーが内蔵されています。暖房のために本製品を炎の中に入れたり、高温で本製品を充電、使用したり、高温環境に本製品を置かないでください。
- 3.本製品をご自身で改造、分解、修理しないでください。
- 4.充電する際は、5V充電器（別売）を使用してください。
- 5.本製品の掃除に、塗装用シンナー、ベンジン、アルコールまたはその他の化学薬品を使用しないでください。
- 6.お手入れなしで本製品を長時間充電しないでください。最大充電時間は12時間です。
- 7.本製品を長期間使用しない場合も、最低6か月に1回はフル充電してください。

重要

本製品の使用前に、パッケージに明らかな破損があるかどうかをチェックしてください。パッケージが破損している場合は、本製品を使用しないでください。

クイックスタート

1.製品の説明



2. 取扱説明書

● Sparkの使用を開始する

-短押しすると、電源がオンになります。10秒後、短押しすると電源がオフになります。

-以下の状態にするには、10秒以内に連続して短押ししてください：電源オン、スイッチモード、電源オフ。

-1秒以上長押しする：一時停止モードを有効にする。一時停止モードから30秒間は、タイマーが一時停止します。

● ジェントルモード

優しいバイブレーションで歯をきれいにします。初めて使用される方と、繊細な歯をお持ちの方にお勧めします。



● クリーニングモード

効果的なクリーニングのための高周波バイブレーション。歯のホワイトニングに最適です。



● 充電用&バッテリーステータス・インジケーター

-赤色でライトが点滅している：バッテリー残量少、できるだけ速く充電してください。



-青色でライトが点滅している：充電用インジケーター、現在製品を充電中です。




-青色でライトが点灯している：本製品はフル充電されています。

● ゾーンスイッチ・リマインダー

30秒おきに、ブラッシングゾーンの切り替えのリマインダーとして、わずかなバイブレーションの一時停止とともに、スマートリングが点滅します。




3.正しいブラッシング技術



1. ブラシの毛を歯茎のラインに対して40度の角度にし、歯から歯へブラシヘッドをゆっくりと動かします。

2. オン/オフボタンを押して、好きなブラッシングモードにしてください。



3. 歯ブラシが振動して、口内の新しい部分をブラッシングする必要があることを知らせます。

4. ブラシの毛を曲げずに、ブラシヘッドを歯に密着させてください。



Soocas Spark音波電動歯ブラシを正しく使用する

バッテリーステータスと充電

1. Soocas Spark音波電動歯ブラシは再充電可能バッテリーを内蔵しており、フル充電後の作動時間は最高で40日間です。
2. Soocas Spark音波電動歯ブラシは工場出荷前に、劣化を防ぐためにフル充電され、放電されます。しかし、生産期間中の自然放電であるため、最初の使用時には、公称のスタンバイ時間と異なる場合があります。それでも、本製品の開封後直ちに、究極の歯のクリーニングをご体感いただけます。
3. Soocas Spark音波電動歯ブラシはUSB-C高効率充電用ポートを備えており、高い互換性と急速充電を特長としています。国内基準に準拠していれば、どの充電用アダプターを使用しても歯ブラシを充電することができます。ただし、充電用ポートは乾いてしっかりと密閉された状態にしておいてください。しかし、低品質の充電器を使用すると、予測不可能なリスク状況をもたらす場合があります。
4. テストによれば、バッテリーをフル充電するには約2時間かかります。具体的な充電時間は、残りの電力と充電環境次第です。

環境に対する注意

本製品の耐用年数が過ぎた場合、国内または地元の法律と規制に従って、本製品を捨てる前にリサイクル用に内蔵バッテリーを取り外さなければいけない場合があります。

警告:

バッテリーが爆発する、または有毒および有害物質を出すのを防ぐために、バッテリーを炎の中に入れてください。

バッテリーによる火傷、およびバッテリーが火災の原因になるのを防ぐため、バッテリーをショートさせないでください。

早期の分解は製品に損傷を与えるため、製品を廃棄したい場合でない限り、ご自身で製品を分解しないでください。

操作する前に、基本的な安全予防措置を取ってください。バッテリーを取り外す前に、電源の接続を外しておく必要があります。



Сверкайте вместе со Spark

Руководство пользователя

Звуковая электрическая зубная щетка Soocas Spark

Содержание

Руководство пользователя(EN)	07
Руководство пользователя (JP)	14
Руководство пользователя(KR)	21
Руководство пользователя (RU)	28

Спасибо, что выбрали серию средств по уходу за полостью рта Soocas: Звуковая электрическая зубная щетка Soocas Spark

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством и правильным способом использования Звуковой электрической зубной щетки Soocas Spark для полного понимания ее возможностей и лучшей очистки и ухода за полостью рта.

Название продукта: Звуковая электрическая зубная щетка Soocas Spark

Модель продукта: MT1

Номинальный вход: 5В 0,5А

Время зарядки: 2 часа

Интерфейс зарядки: Type-C

Температура хранения: 0-45°C/ 0%-90%, влажность

Сделано в Китае

Производитель: Shenzhen Soocas Technology Co.,Ltd.

Адрес: Китай, Шэньчжэнь, район Наньшань, Люсянь

Авеню №3370, i-парк Наньшань, район Чунвэнь, здание

2, кв. 1101, 1102, 1103, 1104, 401&402



1. Меры предосторожности при транспортировке или обращении с продуктом: в случае переворачивания или прислонения внешней упаковочной коробки к другим объектам во время транспортировки возможно возникновение чрезмерной локальной деформации, что вызовет растрескивание корпуса
2. Правила и условия реализации: без ограничений.
3. Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.
4. Информация по устранению неисправностей: за исключением тех случаев, когда батарея сильно разряжена, причиной невозможности запуска изделия может быть следующее: 1. Внутреннее повреждение кнопки 2. Внутреннее повреждение материнской платы. При возникновении вышеуказанных проблем, пожалуйста, отправьте сообщение по адресу support@soocas.com
5. Дату производства см. на этикетке на упаковке.
6. Сделано в Китае
7. Сведения об импортере указаны на упаковке.

Содержание

• Меры предосторожности	01
• Быстрый запуск	03
• Описание продукта	03
• Руководство пользователя	04
• Правильные методы чистки	05
• Правильное использование	06
Звуковой электрической зубной щетки Soocas Spark Environmental Notice	
• Уведомление о защите экологии	07

Меры предосторожности

Для того, чтобы использовать данный продукт правильно и избежать вреда здоровью или материального ущерба, перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции и предупреждения.

Предупреждение

1. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или осведомлены о безопасном использовании прибора и осознают опасности.
2. Не заряжайте во влажной среде.
3. Не используйте продукт во время зарядки.
4. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Пользователям, которые проходят ортодонтическую коррекцию, восстановление или имплантацию зубов, следует использовать этот продукт под руководством стоматолога.
6. Данный продукт соответствует стандартам безопасности электромагнитных устройств. Для любых проблем, связанных с кардиостимулятором или другими имплантатами, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантата перед использованием.
7. Этот продукт предназначен исключительно для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей. Если вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование продукта и обратитесь к врачу.

8. Если поврежден шнур питания, его необходимо заменить на специальный шнур или компонент, приобретенный у производителя или в отделе технического обслуживания.
9. Перед зарядкой убедитесь, что порт зарядки этого продукта сухой.
10. Не используйте этот продукт, когда крышка порта зарядки неправильно установлена.
11. Данный прибор должен поставляться только с SELV.

Внимание


1. Не помещайте зарядный кабель, поставляемый с этим продуктом, во влажную среду или воду.
2. Данный продукт содержит встроенную перезаряжаемую батарею. Не помещайте его в огонь для нагревания, не заряжайте, не используйте и не подвергайте воздействию высокой температуры.
3. Не изменяйте, не разбирайте и не ремонтируйте данный продукт самостоятельно.
4. При зарядке используйте зарядное устройство 5 В (приобретается отдельно).
5. Не используйте растворитель для краски, бензол, спирт или другие химические вещества для очистки продукта.
6. Не заряжайте продукт в течение долгого времени без присмотра. Максимальное время зарядки не должно превышать 12 часов.
7. Если продукт не используется в течение долгого времени, заряжайте его полностью как минимум один раз в шесть месяцев.

Важно

Прежде чем использовать продукт, проверьте упаковку на наличие видимых повреждений. Если упаковка повреждена, не используйте продукт

Quick Start

1. Описание продукта



2. Руководство пользователя

● Включение Spark

- Короткое нажатие, чтобы включить. Через 10 секунд короткое нажатие, чтобы выключить.
- Нажимайте подряд в течение 10 секунд, чтобы выполнить следующие действия: включение, переключение режима, выключение.
- Длительное нажатие более 1 секунды: Активация режима паузы. В режиме паузы в течение 30 секунд таймер будет приостановлен.

● Мягкий режим

Мягкие вибрации для чистки зубов.
Рекомендуется для начинающих пользователей и людей с чувствительными зубами.



● Режим очистки

Высокочастотная вибрация для эффективной очистки. Идеально для отбеливания зубов.



● Индикатор зарядки и состояния батареи

- Мигающий красный свет: Низкий уровень заряда батареи. Пожалуйста, зарядите ее как можно скорее.
- Мигающий синий свет: Индикатор зарядки, выполняется зарядка продукта.
- Непрерывный синий свет: Продукт полностью заряжен.




● Напоминание о смене области

Умное кольцо мигает с небольшой паузой вибрации через каждые 30 секунд, напоминая о необходимости сменить область чистки.




3. Правильные методы чистки



1. Медленно направляйте головку щетки от одного зуба к другому под углом 40 градусов между щетинками и линиями десен.

2. Нажмите кнопку вкл/выкл для желаемого режима чистки.



3. зубная щетка будет вибрировать, напоминая, чтобы пользователь почистил новую область

4. Держите головку щетки ближе к зубам, не сгибая щетинки.



Правильное использование Звуковой электрической зубной щетки Soocas Spark

Состояние батареи и зарядка

1. Звуковая электрическая зубная щетка Soocas Spark имеет встроенную перезаряжаемую батарею с продолжительностью работы до 40 дней после полной зарядки.
2. Перед отправкой с завода Звуковая электрическая зубная щетка Soocas Spark была полностью заряжена и разряжена для выдержки. Однако при первоначальном использовании возможно отклонение от заявленного времени ожидания в связи с естественным расходом в период производства. Тем не менее, Вы по-прежнему можете насладиться превосходной очисткой сразу после распаковки продукта.
3. Электрическая зубная щетка Soocas Spark оснащена высокоэффективным портом зарядки USB-C, отличающимся высокой совместимостью и высокой скоростью зарядки. Вы можете заряжать зубную щетку, используя любой зарядный адаптер согласно национальным стандартам. Зарядный порт следует держать сухим и плотно закрытым. Однако, использование зарядного устройства низкого качества может привести к непредвиденной угрозе безопасности.
4. Согласно испытаниям, для полной зарядки батареи требуется около 2 часов. Конкретное время зарядки может зависеть от оставшейся мощности и условий зарядки.

Уведомление о защите экологии

Когда срок службы продукта подходит к концу, необходимо извлечь встроенную батарею для утилизации, прежде чем выбрасывать продукт, в соответствии с национальными или местными законами и правилами.



Предупреждение:

Не бросайте батарею в огонь во избежание взрыва батареи или выделения токсичных и опасных веществ.

Не допускайте короткого замыкания батареи во избежание возгорания батареи.

Если Вы не хотите выбрасывать продукт, не разбирайте его самостоятельно, поскольку преждевременная разборка повредит продукт.


До начала работы примите основные профилактические меры безопасности. Перед извлечением батареи необходимо отключить электропитание.



Spark 로 글로우업을 즐겨보세요

사용 설명서

Soocas Spark 소닉 전동 칫솔



목록

사용 설명서(EN)	07
사용 설명서 (JP)	14
사용 설명서(KR)	21
사용 설명서 (RU)	28

Soocas 구강 관리 시리즈를 선택해주셔서 감사합니다: Soocas Spark
소닉 전동 칫솔

본 사용 설명서와 Soocas Spark 소닉 전동 칫솔의 정확한 사용 방법을 주의
깊게 읽고 여러분의 구강 건강을 위해 더 잘 청소하고 케어해주는 그 성능을
충분히 이해하시기 바랍니다.

제품명: Soocas Spark 소닉 전동 칫솔

제품 모델: MT1

정격 입력: 5V 0.5A

충전 시간: 2h

충전 접속기: 유형-C

보관 온도: 0-45°C/32-113°F, 습도

중국산

제조사: Shenzhen Soocas Technology Co.,Ltd.

주소: 중국 선전시 난산 구 류센3370번거리 난산 아이파크 충원지역 2호동
1101호실, 1102호실, 1103호실, 1104호실, 401&402호실

목록

• 사전 주의 사항	01
• 빠른 시작	03
• 제품 설명	03
• 사용 설명서	04
• 올바른 브러싱 기술	05
• Soocas Spark 소닉 전동칫솔의 올바른 사용	06
• 환경 공지	07

사전 주의 사항

본 제품을 올바르게 사용하여 신체적 상해나 재산 피해를 막자면, 제품 사용 전에 모든 지침과 경고 사항을 읽어주시기를 바랍니다.

경고 사항

1. 본 기기는 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험 및 지식이 부족한 사람이 기기의 안전한 사용 방법에 관한 지도나 지침을 받았거나 그 위험을 이해하면 사용할 수 있습니다.
2. 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
3. 본 제품은 충전 시 사용하지 마십시오.
4. 본 기기는 어린이들이 가지고 놀도록 허용되지 않습니다.
5. 치과교정, 치아치료를 받고 있고, 임플란트 치아를 가지고 있는 사용자는 치과의사의 지도하에 본 제품을 사용해야 합니다.
6. 본 제품은 전자기기의 안전 기준에 따릅니다. 심장 조율기 또는 기타 임플란트 기기와 관련된 문제에 대해서는 사용 전에 의사 또는 임플란트 기기의 제조자에게 문의해주시십시오.
7. 본 제품은 치아, 잇몸, 혀를 깨끗하게 하기 위해서만 설계되었습니다. 그 외의 다른 목적에는 사용하지 마십시오. 불편을 느끼거나 통증이 있으면, 본 제품 사용을 중지하고 의사에게 문의해주시십시오.
8. 전원 코드가 손상되면 제조자 또는 유지보수 부에서 산 특수 코드 또는 특수 부품으로 교체해야 합니다.
9. 충전 전에 본 제품의 충전 포트가 건조한 상태인지 확인해주시십시오.

10. 충전 포트 커버가 제자리에 있지 않으면 본 제품을 사용하지 마십시오.
11. 본 기기는 안전한 초전전압(SELV)에서만 공급되어야 합니다.

주의 사항


1. 본 제품이 장착된 충전 케이블을 습한 환경이나 물속에 넣지 마십시오.
2. 본 제품에는 충전 배터리가 내장되어있습니다. 가열을 위해 불 속에 넣거나 고온에서 충전, 사용하거나 놓아두지 마십시오.
3. 본 제품을 자체로 개조, 분해 또는 수리하지 마십시오.
4. 충전 시에는 5 V 충전기(별도로 구매)를 사용해주시요.
5. 도료희석제, 벤젠, 알코올 또는 기타 화학 물질을 사용해 본 제품을 청소하지 마십시오.
6. 주의 없이 본 제품을 오랫동안 충전하지 마십시오. 최대 충전 시간은 12 시간을 초과하면 안 됩니다.
7. 본 제품을 오랫동안 사용하지 않은 경우, 최소 6개월마다 완전히 충전해주시요.

중요

제품을 사용하기 전에, 포장에 뚜렷한 손상이 있는지 확인하십시오. 포장이 손상되었으면 제품을 사용하지 마십시오.

빠른 시작

1.제품 설명



2. 사용 설명서

● Spark 시작

- 짧게 눌러 컵니다. 10초 후, 짧게 눌러 끕니다.
- 다음을 수행하기 위해 10초 이내에 연속 눌러줍니다. 켜기, 모드 전환, 끄기.
- 다음을 수행하기 위해 1초 이상 길게 눌러줍니다: 일시 정지 모드 활성화. 일시 정지 모드의 30초 이내에, 타이머가 일시 정지됩니다.

● 가벼운 모드

가벼운 진동으로 치아를 청소합니다. 처음 사용자와 예민한 치아를 가진 분들에게 추천해드립니다.



● 이 닦기 모드

효과적인 이 닦기를 위한 고주파진동. 치아 미백에 이상적입니다.



● 충전 & 배터리 상태 표시등

- 깜빡이는 빨간 등: 배터리가 부족합니다. 가능한 한 빨리 충전해주시요.
- 깜빡이는 파란 등: 충전 표시등입니다. 제품이 현재 충전 중입니다.
- 상시 파란 등: 제품이 완전히 충전되었습니다.




● 영역 스위치 알림

30초마다 스마트 링이 약간의 진동 정지를 주면서 깜빡이는데 이것은 브러싱 영역을 전환하라고 알려주는 것입니다.




3.올바른 브러싱 기술



1.칫솔모와 잇몸 선 사이에서 40도 각도로 브러시 헤드를 치아에서 치아로 천천히 안내합니다.

2. 켜기/끄기 버튼을 눌러 우선 브러싱 모드를 작동합니다.



3.칫솔이 진동하면 사용자가 입안의 새 부위를 닦아야 한다는 것을 나타냅니다.

4.칫솔모를 구부리지 않으면서 브러시 헤드를 치아 가까이에 대십시오.



Soocas Spark 소닉 전동칫솔의 올바른 사용

배터리 상태 및 충전

1. Soocas Spark 소닉 전동 칫솔에는 완전히 충전하면 40일까지 사용할 수 있는 충전 배터리가 내장되어 있습니다.
2. Soocas Spark 소닉 전동 칫솔은 공장에서 출하되기 전에 수명을 위해 완전히 충전되고 방전되었습니다. 하지만, 생산 기간에 자연방출로 인하여 초기 사용 시 신고된 대기시간과 편차가 있을 수 있습니다. 그런데도, 포장을 뜯 후에 즉시 극심한 이 닦기 체험을 즐길 수 있습니다.
3. Soocas Spark 소닉 전동 칫솔에는 USB-C 고효율 충전 포트가 장착되어 있는데 높은 상용성과 빠른 충전 속도가 특징입니다. 칫솔은 국가 기준에 따른 모든 충전 어댑터를 사용하여 충전할 수 있으며, 충전 포트는 건조하고 밀폐된 상태로 보관하시기 바랍니다. 하지만, 품질이 나쁜 충전기를 사용하면 예측할 수 없는 안전 위험을 일으킬 수 있습니다.
4. 시험에 따르면, 배터리를 완전 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 구체적인 충전 시간은 남아있는 전원과 충전 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

환경 공지

제품의 수명이 다하면, 국가 또는 현지 법규에 따라 제품을 버리기 전에 내장 배터리를 꺼내 재활용할 수 있습니다.

경고 사항:

배터리가 폭발하거나 독성 및 위험 물질을 방출하지 않도록 불 속에 던지지 마십시오.

배터리가 불에 타서 화재를 일으키지 않도록 누전시키지 마십시오.

제품을 버리지 않는 한, 자체로 분해하지 마십시오. 조기 분해는 제품을 손상할 수 있습니다.

작동 전에 기본 안전 예방 조치를 취하십시오. 배터리를 꺼내기 전에 전원 장치를 분리해야 합니다.